INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO U YTKOWANIA

Zadbaj o bezpieczny relaks d oni

Wa ne informacje dotycz ce u ytkowania bezprzewodowego masa era do d oni i nadgarstk w spaMedixs. Przed uruchomieniem urz dzenia zapoznaj si z poni szymi zaleceniami.

spaMedixs
MASA ER DO D ONI

INFORMACJE O BEZPIECZE STWIE
Przeczytaj przed u yciem urz dzenia

ZASADY BEZPIECZE STWA

01 U ywaj zgodnie z przeznaczeniem
Korzystaj z urz dzenia wy cznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz parametrami technicznymi.

02 Sprawd stan urz dzenia
Nie u ywaj masa era, je li jest uszkodzony, zdeformowany lub dzia a nieprawid owo.

03 Chro przed wod i wilgoci
Nie zanurzaj urz dzenia i nie nara aj go na kontakt z wod ani wilgoci .

04 Od cz przed czyszczeniem
Przed rozpocz ciem czyszczenia od cz urz dzenie od zasilania.

05 Nie u ywaj podczas snu
Nie korzystaj z masa era podczas snu ani nie pozostawiaj go bez nadzoru w trakcie pracy.

06 Reaguj na niepokoj ce objawy
Przerwij u ytkowanie w przypadku dr twienia, silnego dyskomfortu lub innych nieprzyjemnych odczu .

07 Trzymaj poza zasi giem dzieci
Urz dzenie nie jest zabawk .
Przechowuj je w miejscu niedost pnym dla dzieci.

08 Dobierz bezpieczn intensywno
Nie ustawiaj zbyt wysokiej intensywno ci ucisku. W razie silnego ucisku, dr twienia lub trudno ci z wyj ciem d oni przerwij prac i spu powietrze za pomoc zaworu bezpiecze stwa.

09 aduj w odpowiednich warunkach
Nie aduj urz dzenia w miejscu wilgotnym ani w pobli u r de ciep a.

WA NE

Komfort u ytkowania nie powinien wi za si z b lem ani nadmiernym uciskiem. W razie niepokoj cych objaw w natychmiast zako cz masa .

Sklep internetowy | spa-sklep.pl
Zachowaj t informacj i stosuj si do zalece podczas ka dego u ytkowania urz dzenia.